


## FUNDA DE MANGUERA OXYHERO CPAP

ES



**Color:** antracita

**Composición textil:** 100 % algodón (de cultivo ecológico)


**Uso:** Abra la cremallera de la funda de manguera.


Introduzca el extremo de la manguera que se conectará posteriormente al dispositivo CPAP a través del extremo abierto de la cremallera (extremo inferior de la cremallera).

Antes de cerrar la cremallera, asegúrese de que los manguitos de unión a ambos lados de la funda de la manguera sobresalgan aprox. 1 cm del extremo de la funda. Cierre la cremallera.

Cierre la funda CPAP del siguiente modo: una el manguito de unión (= ahí donde el cierre de cremallera sobresale aprox. 5 cm más allá del extremo de la funda de la manguera) a su dispositivo CPAP. Una el lado opuesto (donde se encuentra el extremo superior de la cinta de cremallera, es decir, donde la cremallera termina a ras de la funda de manguera) a su mascarilla CPAP.

**Instrucciones:** Lavar en un ciclo de lavado normal hasta una temperatura de 40 °C. La funda no puede lavarse con lejía; solo debe lavarse con detergente de color suave. Secar en la secadora en un programa para ropa delicada.

 **Advertencia:** No utilizar con tubos de CPAP calientes (peligro de incendio!).



## FODERA PER TUBO CPAP OXYHERO

IT



**Colore:** antracite

**Composizione del tessuto:** 100% cotone (da coltivazione biologica)

**Modo d'uso:** Aprire la cerniera lampo della fodera per tubo.


Inserire l'estremità del tubo che verrà successivamente collegata al dispositivo CPAP attraverso l'estremità aperta della cerniera lampo (estremità inferiore della fettuccia).



Prima di chiudere la cerniera, assicurarsi che i manicotti di collegamento su entrambi i lati della fodera sporgano di circa 1 cm oltre l'estremità della stessa.

Chiudere la cerniera lampo.

Collegare il tubo CPAP come segue: collegare il manicotto che si trova all'estremità inferiore della fettuccia (= dove la cerniera sporge di circa 5 cm oltre l'estremità della fodera) al vostro dispositivo CPAP. Il lato opposto (dove si trova l'estremità superiore della cerniera, cioè dove la cerniera termina all'altezza della fodera per tubo) va collegato alla vostra maschera CPAP.


**Note:** Lavare con ciclo normale fino a una temperatura di 40°C. La fodera per tubo non può essere trattata con candeggina, ma deve essere lavata solo con detersivi per delicati e colorati. Asciugare in asciugatrice con il programma per delicati.

 **Avvertenze:** Non utilizzare con tubi CPAP riscaldati (rischio di incendio!).



## OXYHERO-PEHMUSTE CPAP-LETKUUN

FI



**Väri:** antrasiitinharmaa

**Materiaali:** 100% luomupuuvillaa

**Käyttö:** Avaa pehmusteen vetoketju.


Aseta letkun se pää, joka liitetään myöhemmin CPAP-laitteeseen, pehmusteen siihen päähän, josta vetoketju alkaa.


Varmista ennen vetoketjun sulkemista, etteivät letkun molemmissa päissä olevat kumiholkit jää pehmusteen sisäpuolelle piiloon, vaan ne, ja 1 cm letkun molemmista päistä, pysyvät vapaana.

Sulje vetoketju.

CPAP-letkun liittäminen tehdään näin: kumiholkki, joka on pehmusteen alapäässä (= vetoketju jatkuu noin 5 cm pehmusteen yli), yhdistetään CPAP-laitteeseen. Letkun toinen pää (= vetoketju ja pehmuste päättyvät kohdakkain) yhdistetään CPAP-maskiin.

**Huomioitavaa:** Konepestävä 40 °C. Pehmustetta ei saa käsitellä valkaisevilla pesuaineilla, ainoastaan kirjopesu- ja hienopesuaineet ovat sallittuja. Rumpukuivaus hellävaraisella ohjelmalla.

 **Varoitukset:** Letkun pehmustetta ei saa käyttää lämmitettävän letkun kanssa (tulipalovaara!).



# oxyhero

CPAP hose cover

## OXYHERO CPAP HOSE COVER [ANTHRACITE]

REF 01MT1077




 **Hersteller /**  
**Manufacturer:**  
AescuBrands UG  
(haftungsbeschränkt)  
Im Gewerbegebiet 5  
91093 Heßdorf  
Germany



4 260442 818717

## OXYHERO CPAP SCHLAUCHHÜLLE

DE



**Farbe:** anthrazit

**Textilzusammensetzung:** 100% Baumwolle (aus ökologischem Anbau)

**Anwendung:** Öffnen Sie den Reißverschluss der Schlauchhülle. Führen Sie das Schlauchende, das später an das CPAP-Gerät angeschlossen wird, durch das geöffnete Ende des Reißverschlusses (unteres Bandende).



Stellen Sie vor dem Schließen des Reißverschlusses sicher, dass die Anschlussmuffen auf beiden Seiten der Schlauchhülle ca. 1 cm über das Ende der Schlauchhülle hinausragen.

Schließen Sie den Reißverschluss.

Montage des Schlauchs am CPAP-Gerät: die Anschlussmuffe, an der sich das untere Bandende befindet (= wo der Reißverschluss ca. 5 cm über das Ende der Schlauchhülle hinausragt), schließen Sie an Ihr CPAP-Gerät an. Die gegenüberliegende Seite (wo sich das obere Bandende des Reißverschlusses befindet, d.h. wo der Reißverschluss bündig mit der Schlauchhülle endet) schließen Sie an Ihre CPAP-Maske an.

**Hinweise:** Im Normalwaschgang bis zu einer Temperatur von 40 °C waschen. Die Schlauchhülle kann nicht mit Bleiche behandelt werden, d.h. es sollte nur mit Color- und Feinwaschmittel gewaschen werden. Im Schonprogramm des Trockners trocknen.

**Warnung:** Nicht zusammen mit beheizten CPAP-Schläuchen verwenden (Brandgefahr!).



## OXYHERO CPAP HOSE COVER

EN



**Colour:** anthracite

**Textile composition:** 100% cotton (from organic agriculture)

**Application:** Open the zip fastening on the hose cover.

Guide the end of the hose that is going to be connected to the CPAP device through the open end of the zip fastening (bottom end of the zip).


Before closing the zip fastening, make sure that the connection sleeves protrude beyond the end of the hose cover by approx. 1 cm on both sides.

Close the zip fastening.

Connect the CPAP hose as follows: connect the connection sleeve where the bottom end of the zip is (= where the zip fastening is protruding beyond the end of the hose cover by approx. 5 cm) to your CPAP device. Connect the opposite side (where the top end of the zip is, i.e. where the end of the zip fastening sits flush with the hose cover) to your CPAP mask.

**Please note:** Wash on a normal wash cycle at a temperature of up to 40°C. The hose cover cannot be bleached, i.e. it should only be washed with colour detergents or mild detergents. Dry on a delicate programme in the tumble dryer.

**Warnings:** Do not use in conjunction with heated CPAP hoses (risk of fire!).



## HOUSSE DE TUYAU CPAP/PPC OXYHERO

FR



**Couleur :** anthracite

**Composition :** 100 % coton (issu de l'agriculture biologique)

**Mode d'emploi :** Ouvrez entièrement la fermeture à glissière de la housse de tuyau.

Placez le tuyau dans la housse en veillant à ce que l'extrémité qui sera raccordée à l'appareil de ventilation en PPC se trouve du côté où le curseur se situe lorsque la fermeture est ouverte (à l'extrémité dite inférieure du ruban de la fermeture).


Avant de refermer la fermeture à glissière, assurez-vous que les manchons se situent à environ 1 cm de chaque extrémité de la housse.

Refermez la fermeture à glissière.

Branchez le tuyau CPAP/PPC de la manière suivante : raccordez le manchon situé à l'extrémité inférieure (celle où le ruban de la fermeture à glissière dépasse d'environ 5 cm de l'extrémité de la housse) à l'appareil de ventilation. Le manchon situé à l'extrémité opposée (celle où le ruban de la fermeture ne dépasse pas de l'extrémité de la housse) sera branché au masque.

**Notes :** Lavage en machine, en cycle normal à 40 °C maximum. Ne pas utiliser d'agents de blanchiment ni de lessive spéciale pour le linge blanc, utiliser de la lessive pour le linge de couleur ou délicat. En cas de séchage au sèche-linge, veiller à choisir le programme « linge délicat ».

**Avertissement :** Ne pas utiliser avec un tuyau CPAP/PPC chauffant (risque d'incendie !).



## OXYHERO CPAP SLANGHOES

ND



**Kleur:** anthraciet

**Textielsamenstelling:** 100% katoen (uit ecologische aanbouw)

**Toepassing:** Open de ritssluiting op de slangafdekking. Steek het uiteinde van de slang die later op de CPAP machine wordt aangesloten, door het geopende uiteinde van de ritssluiting (onderkant van de riem).

Zorg er vóór het sluiten van de ritssluiting voor dat de aansluitulzen aan beide zijden van de slangmantel ca. 1 cm buiten het uiteinde van de slangmantel uitsteken.

Sluit de ritssluiting.

Sluit de CPAP-slang als volgt aan: sluit de aansluitmof, waar het onderste uiteinde van de band zit (= waar de rits ca. 5 cm voorbij het uiteinde van de slanghoes uitsteekt), aan op uw CPAP-apparaat. De andere kant (waar het bovenste uiteinde van de rits zich bevindt, d.w.z. waar de rits gelijk eindigt met de slangafdekking) is waar u uw CPAP-masker aansluit.

**Tips:** Wassen op een normaal programma tot een temperatuur van 40°C. De buisafdekking kan niet met bleekmiddel worden behandeld, d.w.z. mag alleen worden gewassen met een fijn- of kleurwasmiddel. Drogen doe je met het zachte programma van de droger.

**Waarschuwingen:** Niet gebruiken met verwarmde CPAP-slangen (brandgevaar!).

