



Video
zur richtigen
Anwendung

Mehr Infos innen /

See inside for more information /
Plus d'informations à l'intérieur /
Maggiori informazioni all'interno /
Más información en el interior /
Meer informatie binnenin /
Lisätietoja sisäpuolella

Hersteller / Manufacturer:

AescuBrands UG (haftungsbeschränkt),
Im Gewerbegebiet 5, 91093 Heßdorf,
Deutschland



DE - bei Raumtemperatur lagern
EN - store at room temperature
NL - bij kamertemperatuur bewaren
FI - säilytys huoneenlämmössä
IT - conservare a temperatura ambiente
FR - conserver à température ambiante
ES - almacenar a temperatura ambiente



4 260442 817154

MD

REF O1ND0040

CH REP

Oscimed SA
Rue Fritz-Courvoisier 105
CH-2300 La Chaux-de-Fonds



 **somnipax**
air



M Größe / Size

Nasenspreizer gegen Schnarchen
Nasal dilator against snoring



LOT



Hinweise / Information / Notes / Indicazioni / Consejos / Informatie / Huomioitavaa

Deutsch • Nasenspreizer gegen Schnarchen

Anwendung: Den Nasenspreizer am tiefsten Punkt des "U" anfassen und die Enden vorsichtig in die Nasenlöcher schieben. Sie können ihn bei Bedarf im Wasserbad (60 °C) erwärmen und seine Form anpassen. Nasenspreizer sollte angenehm fest sitzen.

Pflege: Mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Bei Umgebungstemperatur aufbewahren.



Sicherheitshinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

English • Nasal dilator for snoring

Application: Holding the nasal dilator at the lowest point of the "U", carefully insert the ends into the nostrils. If necessary, you can heat it in a water bath (60 °C) and mould its shape to suit your needs. The nasal dilator should fit snugly.

Care: Clean with lukewarm, soapy water. Store at ambient temperature.



Safety instructions: Keep out of reach of children.

Français • Dilatateur nasal contre le ronflement

Application: Saisissez le dilatateur nasal au point le plus bas du "U" et poussez délicatement les extrémités dans les narines. Si nécessaire, vous pouvez le chauffer au bain-marie (60 °C) et ajuster sa forme. Le dilatateur doit être confortablement serré.

Entretien: Nettoyer avec de l'eau tiède savonneuse. Conserver à température ambiante.



Instructions de sécurité: Tenir hors de portée des enfants.

Italiano • Dilatatore nasale contro il russamento

Applicazione: Afferrare il dilatatore nasale nel punto più basso della "U" e far scorrere con cautela le estremità nelle narici. Se necessario, è possibile scaldarlo a bagnomaria (60 °C) e regolarne la forma. Deve rimanere saldamente in posizione senza dare fastidio.

Pulizia: Pulire con acqua tiepida e sapone. Conservare a temperatura ambiente.



Istruzioni di sicurezza: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Español • Esparcidor nasal contra los ronquidos

Aplicación: Agarre el separador nasal en el punto más bajo de la "U" y empuje con cuidado los extremos hacia las fosas nasales. De ser necesario, se puede calentar en un baño de agua (60 °C) y ajustar su forma. El esparcidor de nariz debe ajustarse cómodamente.

Mantenimiento: Limpiar con agua tibia y jabón. Almacenar a temperatura ambiente.



Instrucciones de seguridad: Mantener fuera del alcance de los niños.

Nederlands • Neusspreider tegen snurken

Gebruik: Pak de neusspreider vast op het diepste punt van de "U" en duw de uiteinden voorzichtig in de neusgaten. Indien nodig kunt u hem in een waterbad (60 °C) verwarmen en de vorm aanpassen. De neusspreider moet goed aansluiten.

Onderhoud: Schoonmaken met een lauw sopje. Bewaren bij omgevingstemperatuur.



Veiligheidsinstructies: Buiten bereik van kinderen bewaren.

Suomi • Sieraintenlaajentaja kuorsauksen ehkäisyyn

Käyttö: Pidä sieraintenlaajentajaa sen alimmasta, U:n muotoisesta kohdasta ja työnnä päät varovasti sieraimiin. Tarvittaessa voit lämmittää sieraintenlaajentajan vesihautteessa (60 °C) ja muotoilla sen sopivaksi. Sieraintenlaajentajan on istuttava mukavan tiukasti.

Hoito: Puhdista haalealla saippuavedellä. Säilytä huoneenlämmössä.



Turvallisuusohjeet: Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Bedeutung der Symbole/Meaning of the symbols



Gebruiksaanwijzing lezen/Read the instructions for use ⚠ Achtung/ Caution



Hersteller/Manufacturer **LOT** Chargennummer/Batch number



Mindehaltbarkeitsdatum/Expiration date **REF** Artikelnr. im Katalog/Article no. in catalogue



Lichtgeschützt aufbewahren/Keep away from sunlight



Feuchtigkeitsempfindlich/Sensitive to moisture **MD** Medizinprodukt/Medical device



Medizinprodukt der Klasse I nach europäischen Standards/ Class 1 medical device, in accordance with European standards



Name und Anschrift der eingetragenen Niederlassung des Bevollmächtigten in der Schweiz / Name and address of the registered office of the authorised representative in Switzerland